



Ihr Praxisablauf mit Idana



Finden Sie heraus, welcher Ablauf für Ihre Praxis der passende ist und wie Sie ihn anwenden können. Idana bietet mit der **individuellen** und der **Check-in-Befragung** viele Möglichkeiten zur Einbindung in den Praxisalltag.



= Check-in-Befragung: Wird ein einziges Mal erzeugt und kann dauerhaft für alle Patient:innen genutzt werden (Neu- und Bestandpatient:innen).

= Individuelle Befragung: Wird immer neu erzeugt und speziell für den/die aktuelle:n Bestandpatient:in zusammengestellt.

Und so funktioniert's:

Check-In-Befragung

1. Der/die Patient:in wird über die Terminvergabe auf den passenden Idana-Link je nach Besuchsgrund geleitet.
2. Der/die Patient:in füllt die Fragebögen/Formulare von Zuhause aus.
3. Die Berichte sind von nun an unter "Berichte" in der Idana-Desktop-App zu sehen.
4. Übertragung des Berichts
 - **Bei Neupatient:innen:** Die Übertragung des Berichts in Ihr PVS wird durch manuelles Anklicken des Idana-Buttons in der Patientenkartei im PVS angestoßen, sobald der/die Patient:in in die Praxis kommt. So wird der Bericht aus "Check-in-Berichte" in "Fertige Berichte" verschoben.
 - **Bei Bestandspatient:innen:** Die Übertragung des Berichts in Ihr PVS erfolgt automatisch, wenn Patientendaten bereits in Idana vorliegen und er ist unter "Fertige Berichte" zu sehen.

Alle Patient:innen, die dennoch unvorbereitet in die Praxis kommen, erhalten von Ihnen die Möglichkeit, mit dem Praxis-Tablet/Smartphone vor Ort den passenden Check-in-Link per QR-Code aufzurufen.

Individuelle Befragung

Hinweis: Mit der individuellen Befragung können Sie den Start für den/die Patient:in einfacher gestalten, da die persönlichen Daten nicht eingegeben werden müssen. Hierfür benötigen Sie ein Praxis-Tablet. Wir empfehlen außerdem einen Tablet-Stift für eine intuitivere Bedienung.

1. Sie rufen den/die Patient:in in Ihrem PVS auf oder legen die Kartei an.
2. Von dort aus rufen Sie Idana auf durch Anklicken des Buttons oder Eingabe der Idana-Tastenkombination abhängig von Ihrem PVS.
3. In der Fragebogenübersicht wählen Sie die Fragebögen aus und stellen die Befragung fertig.
4. Scannen Sie den QR-Code mit dem Praxis-Tablet ab und übergeben Sie es an den/die Patient:in.
5. Nach dem Ausfüllen im Wartezimmer ist der Bericht automatisch in den "Fertigen Berichten" in der Idana-Desktop-App zu sehen und wird in die Patientenkartei in Ihr PVS übertragen.

Für weitere Informationen scannen Sie einfach den nebenstehenden QR-Code:

